

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 100 bp DNA LADDER


Item #	Quy cách
P-100Lad-100	100 μ L
P-100Lad-500	500 μ L

Mô tả:

100 bp DNA ladder bao gồm sáu đoạn DNA đã biết rõ kích thước: 100, 250, 500, 750, 1000 và 2000 bp; thường được sử dụng làm thang chuẩn trong quá trình điện di. 5 μ l dung dịch cần được trộn với Loading Buffer để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Điều kiện bảo quản:

- Bộ đệm lưu trữ: 10 mM Tris-HCl (pH 7,6), 1mM EDTA
- Nhiệt độ: -20°C



Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Phù Sa Genomics

Địa chỉ: K1.15-16, Võ Nguyên Giáp, P. Hưng Phú, Thành Phố Cần Thơ

SĐT: 0931 035 935

Email: cskh@phusagenomics.com

Website: www.phusagenomics.com